



## Testo 6744 - Taupunkt-Messumformer

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

testo 6744 - Taupunkt-Messumformer

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TO-1001
Hersteller (Marke)	Testo
EAN	4058072998745
Bruttogewicht	0.65
Hersteller EAN	4029547015496
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.29500 m
Verpackungshöhe	0.09700 m
Verpackungstiefe	0.13000 m
Zolltarifnummer	90258040890

