



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Stakpure Ionenaustauscher-Mini, drucklos

234,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der ideale Wasservollentsalzer für jedes Labor, in dem geringe Mengen Wasser benötigt werden.

Druckloses Ionenaustauscher-System gefüllt mit Mischbett-Harz.

Das Gerät wird komplett mit einem analogen Leitfähigkeitsmessgerät, Wandhalterung und Schlauchsatz geliefert.

Geeignet für kleine Labors mit einem Tagesbedarf von bis zu 10 Liter.

Ionenaustauscher-Systeme erfüllen die Norm **DIN EN 285**, wenn diese im Vorlauf des Wasserkreislaufes zum Einsatz in Sterilisatoren verwendet werden.

Filtersystem schützt vor Harzaustritt.

Modell Mini 450 inkl. Kartusche.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PE-0070
Hersteller (Marke)	Stakpure
alte neoLab ArtikelNr.	2-0147
EAN	4066292550421
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	100 mm
Höhe	600 mm
Gewicht	3 kg
Anschluss Wasser	3/4"
Anwendung Produktwasser	Allgemeine Laboranwendungen (z.B. Autoklavieren. Medienzubereitung. etc.)
Druck Speisewasser	1 bis 6 bar
Ersatzteil	PE-0071
Füllung Patrone	Mischbettharz (Kationen-/Anionenharz)
Kapazität bei 10° GSG	425 l
Kennzeichnung durch Hersteller mit	ASTM
Leitfähigkeit VE-Wasser	0.1 bis 20 µS/cm
Modell Ionentauscher	neoLab Ionentauscher Mini (2-0147)
Produktionsleistung VE-Wasser	50 l/h
Qualität Produktwasser	VE-Wasser (Qualität abhängig vom Speisewasser)

