



Thermo Scientific Kryoboxen

Artikelbilder

Beschreibung

Kryoboxen Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific™ Kryoboxen. Beschreibung: Polycarbonat, 132 x 132 x 52 mm Bauweise/Design: Nunc MAX-100 CryoStore Boxen aus Polycarbonat Form: Quadratisch Typ: Kryobox Aufnahmevermögen: 100 (1.0 bis 1.8 ml-Fläschchen) Menge: 4 Stück/Packung; 24 Stück/Karton Röhren-Array: 10 x 10 Abmessungen (L x B x H): 132 x 132 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2.13 in.) Länge (angloamerikanisch): 5.25 Zoll Länge (metrisch): 132 mm Breite (angloamerikanisch): 5.25 Zoll Breite (metrisch): 132 mm Höhe (angloamerikanisch): 2.13 in. Höhe (metrisch): 52 mm Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | FE-0723 |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |
| VGKL Nummer | 2900374187 |
| EAN | 4066292514348 |
| Bruttogewicht | 4.11 |
| Nettogewicht | 1.00000 kg |
| Farbe | grau |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Ursprungsland | Mexiko |
| Verpackungsvolumen | 0.02600000 ccm |
| Breite | 132 mm |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Höhe | 52 mm |
| Länge | 132 mm |

