



Thermo Scientific LN2 Phasentrenner

Artikelbilder

Beschreibung

LN 2 Phasentrenner Verwenden Sie diesen LN 2 Phasentrenner mit LN 2 Vorrattanks. Beschreibung: LN2-Phasentrenner, 1.3 x 3 in. (3.3 x 7.6 cm) Zur Verwendung mit (Geräte): CryoPlus 1,2,3,4 Typ: LN₂-Phasentrenner Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0797
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292006287

