



Thermo Scientific Smart-Vue Pro Zubehör

Artikelbilder

Beschreibung

Smart-Vue Pro Zubehör Passen Sie Ihr Smart-Vue Pro Fernüberwachungssystem mithilfe von Zubehör an Ihre speziellen Anforderungen an. Zur Verwendung mit (Geräte): Smart-Vue Pro Duo Modul, Smart-Vue Pro Quatro Modul Zertifizierung/Konformität: Smart-Vue unterstützt die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Abschnitt 11, cGxP und SOP Beschreibung: Smart-Vue Pro 3,6 V-Lithium-Modul-Akku (Pckg. mit 6) Zur Verwendung mit (Anwendung): Smart-Vue Pro Fernüberwachungssystem Enthält: 3,6 V-Lithium-Batterien – Menge 6 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-6019
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292050662

