



## Thermo Scientific Smart-Vue Pro Zubehör

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Smart-Vue Pro Zubehör Passen Sie Ihr Smart-Vue Pro Fernüberwachungssystem mithilfe von Zubehör an Ihre speziellen Anforderungen an. Zur Verwendung mit (Geräte): Smart-Vue Pro Duo Modul, Smart-Vue Pro Quatro Modul Zertifizierung/Konformität: Smart-Vue unterstützt die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Abschnitt 11, cGxP und SOP Beschreibung: Smart-Vue Pro TCP/IP-LAN-Kabel (CAT5), Länge 2 m Zur Verwendung mit (Anwendung): Smart-Vue Pro Fernüberwachungssystem Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-6021
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292050686

