



Thermo Scientific Umkehrosmose-Membran

Artikelbilder

Beschreibung

Umkehrosmose-Membran Wählen Sie die erforderliche Thermo Scientific™ Umkehrosmose(RO)-Membran für Ihr Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystem. Beschreibung: RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 6 l/h Zur Verwendung mit (Geräte): Smart2Pure Typ: Umkehrosmosemembran Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0065
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	108662006
EAN	4066292000599

