



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® EZ Dry Trockenmittelbeutel für 100 ml, 5 St./Pack

Sonderangebot

35,00 €

Normalpreis

52,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neoLab-EZ Dry Trockenmittelbeutel mit Molekularsieb gefüllt, eignen sich optimal für die Herstellung und Aufrechterhaltung von wasserfreien Lösungsmitteln. Wasserfreie Bedingungen werden vom ersten Tag an dort sichergestellt wo es benötigt wird (z.B. Oligonukleotidsynthese). Nach Anwendung, kann der Beutel leicht mit einer Pinzette entnommen werden. Die teilweise aufwendige Filtration mit Molekularsieb wird dadurch umgangen.

- **Für Volumen: 100 ml**
- **Für kleinsten Flaschenhals: 12 mm**

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6420
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072087272
autoklavierbar bei 121°C	Nein

