



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Cool-Pack Typ 418, 336 g, 17 x 10 x 2,5 cm

Sonderangebot

3,20 €

Normalpreis

10,30 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mit Spezial-Gel gefüllte Kühlelemente aus starker, metallbeschichteter PE-Folie.
Dauerhaft auslaufsicher und widerstandsfähig gegen Leckagen.
Zum Schutz von temperaturempfindlichen Proben, Geweben, Seren oder Organen etc.
Beutel im Tiefgefrierschrank bei -23°C einige Stunden vorgefrieren, bis das Gel fest ist.
Mehrfach verwendbar, nicht toxisch.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1400
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072032838

