neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.de Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 143 450 657



## CellCamper® Kühleinheit Cool (0°-4°C)

#### **Artikelbilder**



### **Beschreibung**

Die Kühleinheiten für den CellCamper® Midi und Maxi decken drei unterschiedliche Temperaturbereiche (0 bis +4°C / -20 bis 0°C / -22 bis -18°C) ab, die zwischen 6 und 14 Stunden gehalten werden können.

#### Kühleinheit Cool (2-3716):

- Temperatur-Range: 0 bis +4°C
- Dauer: bis zu 14 Stunden
- Abkühlzeit bei -20°C: 4 Stunden
- Abkühlzeit bei -80°C: 2 Stunden

Nach dem Abkühlen bei -80°C 10 Minuten bei Raumtemperatur liegen lassen, um die Oberflächentemperatur zu eliminieren.

# **Zusätzliche Informationen**

ArtNr.	2-3716
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072090043

