



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## CellCamper® Kühleinheit Cool (0°-4°C)

Sonderangebot

**147,00 €**

Normalpreis

**194,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Kühleinheiten für den CellCamper® Midi und Maxi decken drei unterschiedliche Temperaturbereiche (0 bis +4°C / -20 bis 0°C / -22 bis -18°C) ab, die zwischen 6 und 14 Stunden gehalten werden können.

### Kühleinheit Cool (2-3716):

- Temperatur-Range: 0 bis +4°C
- Dauer: bis zu 14 Stunden
- Abkühlzeit bei -20°C: 4 Stunden
- Abkühlzeit bei -80°C: 2 Stunden

Nach dem Abkühlen bei -80°C 10 Minuten bei Raumtemperatur liegen lassen, um die Oberflächentemperatur zu eliminieren.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-3716
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072090043
Transporttemperatur	Raumtemperatur

