



## neoLab® Magnetrührstäbchen-Rückhalter

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Mit dem Rückhaltemagneten bleiben Magnetrührstäbchen jetzt im Gefäß!

Der Rückhalter verhindert den Verlust von Magnetrührstäbchen im Ausguss und die Gefahr von Spritzern beim Ausgießen.

Einfach an die Behälterwand anlegen: das Magnetrührstäbchen wird von dem starken Magneten angezogen und bleibt im Gefäß. Nach Entleeren des Gefäßes kann das Stäbchen dann leicht entfernt werden.

Besonders handlich, für alle Magnetrührstäbchen bis 80 mm Länge.

Leicht zu reinigen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	6-1179
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072024826
Farbe	blau
Material	Polystyrol (PS)
Länge	8 cm
geeignet für	Bechergläser

