



KERN Mikroskopkamera ODC,

Artikelbilder



Beschreibung

- Die ODC-851 HDMI-Mikroskopkamera ist speziell für die direkte HDMI-Verbindung zu Ihrem HDMI-fähigen Wiedergabegerät entwickelt worden. Die Bilder können ebenfalls direkt auf die mitgelieferte SD-Karte gespeichert werden.
- Als Alternative steht Ihnen zusätzlich ein USB 2.0 Anschluss zum Anbinden eines Laptops oder PCs über die USB Schnittstelle zur Verfügung.
- Die Stromversorgung erfolgt über eine externe 12-V-Stromeinheit.
- **Lieferumfang:** Kamera, Software, USB-Maus, USB 2.0 Kabel (Länge: 2 m), HDMI-Kabel (Länge: 2 m) und SD-Karte (16 GB)
- Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount Adapter gleich mitbestellen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5025
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105830851
EAN	4058072145804

