




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Zeiss Stativ, K MAT.

Sonderangebot

531,90 €

Normalpreis

591,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Stativ K MAT - Stativbasis T310xB200xH35 mm - Arbeitsfläche T195xB160 mm - Schnittstelle d=84 mm für Tische - Säule 250 mm mit Trieb und Handgriff, Hubbereich 145 mm - Stemi-Träger d=76 mm, Tragfähigkeit 5 Kg, Friktion einstellbar - 2x Buchse für IVI und Leuchte K LED - AL-Bedienelement für Ein/Aus/Dimmen - ESD-Schutzfunktion: Antistatische Oberfläche, Erdungsbuchse - Einbaunetzteil 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz Zusätzlich enthalten: - S/W Kunststoffplatte D=84x5 mm - Länderspezifisches Netzkabel EURO C8 - Staubschutzhülle

Kompatible Mikroskope

Dieser Artikel ist zu den unten aufgeführten Mikroskopen(n) kompatibel. Achtung: In der Auflistung sind auch Mikroskope aufgeführt, welche nicht mehr im aktuellen Programm verfügbar sind.

Stemi 305
Stemi 508
Stemi 305 Demo
Stemi 508 Demo
Stemi 305 trino
Stemi 508 trino
Stemi 508 doc
Stemi 305 cam

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CZ-0577
Hersteller (Marke)	Zeiss
EAN	4066292500389
Transporttemperatur	Raumtemperatur

