



Stakpure Ionenaustauscher-Mini, drucklos

Artikelbilder

Beschreibung

Ersatzpatrone

für Ionenaustauscher-Mini, drucklos.

VE: 2 St. im Set

Zubehör für Best.-Nr. 2-0147.

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------|---------------|
| Art.-Nr. | PE-0071 |
| Hersteller (Marke) | Stakpure |
| alte neoLab ArtikelNr. | 2-0148 |
| EAN | 4066292550438 |
| Durchmesser | 100 mm |

