



## neoLab® Wasservollentsalzer Mini inklusive Patrone

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

**Mischbett-Wasservollentsalzer Mini, drucklos** zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser aus Trinkwasser

- Reinwasserqualität bis zu  $< 0,1 \mu\text{s/cm}$
- Entsalzung mit Qualitäts-Mischbettharzen
- Kapazitätsangabe gilt für: Speisewasser mit ca.  $300 \mu\text{s/cm}$  ( $3,57 \text{ mmol/z}$ , ca.  $10^\circ\text{dh}$ ) und einer Beladung bis  $20 \mu\text{s/cm}$  im Reinwasser
- Die Kapazität verringert sich bei: höherem Salzgehalt im Speisewasser und/oder bei niedrigerem zulässigem Leitwert im Reinwasser
- Alle Hydraulikanschlüsse:  $r \frac{3}{4}$ "
- kompaktes und einfaches System
- Einfache installation
- Schneller und einfacher Patronenwechsel
- Kein Abwasser

### Zusätzliche Informationen

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Art.-Nr.           | 2-1171        |
| Hersteller (Marke) | neoLab        |
| EAN                | 4058072189297 |

