



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Gewichtssatz Messing feingedreht, 1 mg - 5000000 mg, M1

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Milligrammgewichte Aluminium/Neusilber, Einzelgewichte Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht
- Milligramm-Gewichtssätze 1 mg–500 mg werden in einem separaten Kunststoff-Etui geliefert

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-1340
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072127398
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Gold
Material	Messing
steril	Nein
Gewicht max	5000000 mg
Gewicht min	1 mg
Hersteller	KERN

