




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Gewichtssatz Messing feingedreht, 1 mg - 500000 mg, M1

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- Material Prüfgewicht: Milligrammgewichte Aluminium/Neusilber, Einzelgewichte Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht
- Milligramm-Gewichtssätze 1 mg–500 mg werden in einem separaten Kunststoff-Etui geliefert

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-3706
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072135133
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Gold
Material	Messing
steril	Nein
Gewicht max	500000 mg
Gewicht min	1 mg
Hersteller	KERN

