



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Gewichtsatz im Holzblock Messing feingedreht, 1 g - 2000 g, M3

495,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Messing feingedreht und Gusseisen, lackiert
- Material Etui: Holzblock

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-0459
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072125776
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Gold
Material	Messing
steril	Nein
Gewicht max	2000 g
Gewicht min	1 g
Hersteller	KERN

