



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN® Gewichtssatz im Kunststofftui Edelstahl feingedreht, 1 mg - 50000 mg, M1

285,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium (1 mg–5 mg) / Neusilber (10 mg–500 mg)
- Material Koffer: Kunststoff gepolstert. Milligrammgewichte (1 mg–500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-3519
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072134662
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Gewicht max	50000 mg
Gewicht min	1 mg
Hersteller	KERN

