



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Gewichtsatz Kunststoffkoffer, Edelstahl poliert, F1 1 mg - 100 g, F1

**670,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Messing vernickelt oder Edelstahl poliert, Milligrammgewichte
- Material Koffer: Kunststoff gepolstert. Milligrammgewichte (1 mg–500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr.                 | KP-0920        |
| Hersteller (Marke)       | KERN           |
| EAN                      | 4058072126650  |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja             |
| Farbe                    | silber         |
| Material                 | Edelstahl      |
| steril                   | Nein           |
| Gewicht max              | 100000 mg      |
| Gewicht min              | 1 mg           |
| Hersteller               | KERN           |

