



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Gewichtsatz,, Edelstahl poliert E2 1 g - 500 g Gewichtsatz, E2

750,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert
- Material Koffer: Kunststoff

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-1691
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072128470
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Gewicht max	500 g
Gewicht min	1 g
Hersteller	KERN

