



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN® Gewichtssatz im Kunststoffkoffer Edelstahl poliert, 1 mg - 200000 mg, E2

**1.220,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Edelstahl poliert, Milligrammgewichte
- Material Koffer: Kunststoff. Milligrammgewichte (1 mg - 500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui
- In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-2553
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072130992
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Gewicht max	200000 mg
Gewicht min	1 mg
Hersteller	KERN

