



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN® Gewichtssatz im Kunststoffkoffer Edelstahl poliert, 1 mg – 1000000 mg, E2

1.690,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Edelstahl poliert, Milligrammgewichte
- Material Koffer: Kunststoff. Milligrammgewichte (1 mg - 500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui
- In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-2681
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072131524
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Gewicht max	1000000 mg
Gewicht min	1 mg
Hersteller	KERN

