



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Gewichtsatz Kunststoffkoffer, Edelstahl poliert, F1: 1 mg – 500 g, F1

790,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Milligrammgewichte Aluminium/Neusilber, Einzelgewichte Edelstahl poliert
- Milligramm-Gewichtssätze 1 mg–500 mg werden in einem separaten Kunststoff-Etui geliefert

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-3018
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072132927
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Gewicht max	500000 mg
Gewicht min	1 mg
Hersteller	KERN

