



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Gewichtsatz Kunststoffkoffer, Edelstahl poliert, F1 1 mg - 200 g, F1

**820,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Messing vernickelt oder Edelstahl poliert, Milligrammgewichte
- Material Koffer: Kunststoff gepolstert. Milligrammgewichte (1 mg–500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-3095
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072133009
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Gewicht max	200000 mg
Gewicht min	1 mg
Hersteller	KERN

