











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



KERN Gewichtsatz im Kunststoffkoffer, Edelstahl poliert, 1 mg – 50 g, E2

930,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Edelstahl poliert, Milligrammgewichte
- Material Koffer: Kunststoff. Milligrammgewichte (1 mg 500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui
- In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	KP-3281
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072133627
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Gewicht max	50000 mg
Gewicht min	1 mg
Hersteller	KERN

