



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Gewichtsatz Kunststoffkoffer, Edelstahl poliert, F1 1 mg - 1 kg, F1

1.240,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Messing vernickelt oder Edelstahl poliert, Milligrammgewichte
- Material Koffer: Kunststoff gepolstert. Milligrammgewichte (1 mg–500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-3840
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072135515
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Gewicht max	1000000 mg
Gewicht min	1 mg
Hersteller	KERN

