



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Prüfgewicht Knopf Messing feingedreht, 500 g, M3

37,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Messing feingedreht
- Material Behälter (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | KP-0172 |
| Hersteller (Marke) | KERN |
| EAN | 4058072124786 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | Gold |
| Material | Messing |
| steril | Nein |
| Form | Knopf |
| Gewicht | 500 g |
| Hersteller | KERN |

