



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Prüfgewicht Knopf Messing feingedreht, 2 kg, M1

100,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-1277
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645834752
EAN	4058072127060
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Gold
Material	Messing
steril	Nein
Form	Knopf
Gewicht	2 kg
Hersteller	KERN

