



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Prüfgewicht Knopf Messing feingedreht, 500 g, M1

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

- Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-1283
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645834749
EAN	4058072127107
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Gold
Material	Messing
steril	Nein
Form	Knopf
Gewicht	500 g
Hersteller	KERN

