




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Prüfgewicht Knopf Edelstahl poliert, 10 kg, E2

940,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert
- **Hinweis:** Ein Versand von Gewichtsstücken ohne Schutz-Etui kann mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Beschädigungen der Gewichtsstücke führen, die die jeweils zulässige Fehlergrenze übersteigen. Im schlimmsten Fall können Ihre Gewichtsstücke dadurch unbrauchbar werden. Deshalb bieten wir Ihnen hiermit die passenden Schutz- und Aufbewahrungs-Etuis an, die Beschädigungen vermeiden und Ihre Gewichtsstücke über die Gebrauchsdauer sicher aufbewahren. Sollten Sie dennoch wünschen, dass Ihre Gewichtsstücke ohne solch ein Schutz-Etui versendet werden sollen, so müssen Sie dies KERN gegenüber bitte schriftlich bestätigen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-1421
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	645831714
EAN	4058072127664
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Form	Knopf
Gewicht	10 kg
Hersteller	KERN

