



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Prüfgewicht Knopf Edelstahl poliert, 500 g, F1

130,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-2778
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072132071
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
steril	Nein
Form	Knopf
Gewicht	500 g
Hersteller	KERN

