



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Prüfgewicht Knopf Messing feingedreht, 2 g, M1

7,50 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

- Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | KP-2823 |
| Hersteller (Marke) | KERN |
| VGKL Nummer | 645834742 |
| EAN | 4058072132224 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | Gold |
| Material | Messing |
| steril | Nein |
| Form | Knopf |
| Gewicht | 2 g |
| Hersteller | KERN |

