











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



KERN Prüfgewicht Knopf Messing feingedreht, 100 g, M1

14,90 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

• Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht

Zusätzliche Informationen

ArtNr. KP-3389 Hersteller (Marke) KERN VGKL Nummer 645834747 EAN 4058072133955 Transporttemperatur Raumtemperatur autoklavierbar bei 121°C Ja Farbe Gold Material Messing steril Nein Form Knopf Gewicht 100 g Hersteller KERN		
VGKL Nummer 645834747 EAN 4058072133955 Transporttemperatur Raumtemperatur autoklavierbar bei 121°C Ja Farbe Gold Material Messing steril Nein Form Knopf Gewicht 100 g	ArtNr.	KP-3389
EAN 4058072133955 Transporttemperatur Raumtemperatur autoklavierbar bei 121°C Ja Farbe Gold Material Messing steril Nein Form Knopf Gewicht 100 g	Hersteller (Marke)	KERN
Transporttemperatur autoklavierbar bei 121°C Farbe Gold Material Messing steril Nein Form Knopf Gewicht 100 g	VGKL Nummer	645834747
autoklavierbar bei 121°C Farbe Gold Material Messing steril Nein Form Knopf Gewicht 100 g	EAN	4058072133955
Farbe Gold Material Messing steril Nein Form Knopf Gewicht 100 g	Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material Messing steril Nein Form Knopf Gewicht 100 g	autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril Nein Form Knopf Gewicht 100 g	Farbe	Gold
Form Knopf Gewicht 100 g	Material	Messing
Gewicht 100 g	steril	Nein
	Form	Knopf
Hersteller KERN	Gewicht	100 g
	Hersteller	KERN

