



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Ausschwingrotor f. 8 x 15 ml Röhrchen, für E-1901

316,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ausschwingrotor Typ A-8-17, Eppendorf

für 8 x 15 ml Röhrchen, autoklavierbar.
Max. Drehzahl: 4.400 UpM

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2012
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1902
EAN	4058072420505
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Zentrifugenröhrchen. 8 x 15 ml
Typ Rotor	Ausschwingrotor
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5702 Eppendorf. 5702 R Eppendorf. 5702 RH

