



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Ausschwingrotor mit 4 Rechteckbechern 100 ml

1.468,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ausschwingrotor Typ A-4-44, Eppendorf

mit 4x 100 ml Rechteckbechern, max. 5.000 UpM.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2067
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1893
EAN	4058072421045
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Zentrifugenröhrchen. 4 x 15 ml (Einsatz erforderlich) Zentrifugenröhrchen. 1 x 50 ml (Einsatz erforderlich)
Typ Rotor	Ausschwingrotor
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804 Eppendorf. 5804 R

