



Thermo Scientific BIOLiner™ Ausschwingrotor

Artikelbilder

Beschreibung

BIOLiner™ Ausschwingrotor Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min.
Beschreibung: Click Biocontainment Deckel (Set von 4) Typ: Swinging Bucket Fassungsvermögen: 4 x 750 ml Max. RZB: 2739 x G
Max. Geschwindigkeit: 3.500 U/min Radius (metrisch): 20 cm Min. Radius (metrisch): 10,5 cm K-Faktor: 13307 Max. Schlauchlänge:
124 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F,
Megafuge 40 und SL 40/40F Winkel: 90° Zertifizierung/Konformität: Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment: Ja Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2043
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292016965

