



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf DeepWell-Rotor inkl. 2 DeepWell-Platten-Gehänge

**1.868,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### DeepWell-Rotor Typ A-2-DWP, Eppendorf

inkl. 2 DeepWell-Platten-Gehänge, max. Beladungshöhe 85 mm.  
Max. 3.700 UpM

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-2087
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1898
EAN	4058072421243
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Deep Well-Platten. 2x
Typ Rotor	Ausschwingrotor für Deep Well-Platten
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804 Eppendorf. 5804 R

