



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Ausschwingrotor A-4-38, inkl 4 Rundbechern à 85/100ml

1.119,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor A-4-38 mit Rundbechern, 8 Plätze, max. Ø 38 mm, inkl. 4 Rundbechern, 100 mL für: Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH – Maximalgeschwindigkeit: $3.000 \times g$ (4.400 rpm) – Standardrotor für das Zentrifugieren von Blutentnahmegefäßen oder konischen 15-/50-mL-Gefäßen – Rundbecher für Gefäße mit 1,5 – 100 mL – Große Vielfalt an Adaptern für alle Blutentnahmegefäße und Zellkulturgefäßtypen – Aerosoldichte¹) Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich ¹) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2029
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072420673
Transporttemperatur	Raumtemperatur

