



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor S-4-104, aerosoldicht möglich, inkl. 4 Plattenbecher

3.222,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor S-4-104, aerosoldicht möglich, inkl. 4 Plattenbecher - Ausschwingrotor mit mittlerer Kapazität und einer max. Geschwindigkeit von $3.214 \times g$ (3.900 rpm)¹⁾ - Breites Adaptersortiment bietet hohe Flexibilität für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 750 mL sowie Platten - Aerodynamisch gestaltete Rundbecher für bis zu 36 % Energieeinsparungen gegenüber Rotor A-4-81 - Gemischtes Beladen mit 2 Plattenbechern und 2 Rundbechern bietet mehr Flexibilität - Aerosoldichte QuickLock-Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich²⁾ - Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) ¹⁾ Bitte beachten Sie, dass bei älteren Zentrifugen ein Software-Upgrade erforderlich ist, wenn Sie diesen Rotor verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-Händler. ²⁾ Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Art.-Nr. | VB-2226 |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| VGKL Nummer | 106954001 |
| EAN | 4058072422615 |
| Bruttogewicht | 10.2 |
| HSNummer | 84219100 |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 8.60000 kg |
| Volumen MAX | 750 ml |
| Volumen MIN | 0.2 ml |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Verpackungsbreite | 0.40000 m |
| Verpackungshöhe | 0.24000 m |
| Verpackungstiefe | 0.40000 m |
| Verpackungsvolumen | 39000.00000000 ccm |
| Zolltarifnummer | 84219100 |
| für Modell Zentrifuge | Eppendorf. 5810/5810 R |
| zentrifugierbar bis | 2568 g |

