



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor S-4-104, inkl. 4 × 750-mL- Rundbecher

3.222,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor S-4-104, inkl. 4 × 750-mL-Rundbecher für: Centrifuge 5810/5810 R - Ausschwingrotor mit hohem Fassungsvermögen und einer max. Geschwindigkeit von $3.214 \times g$ (3.900 rpm)¹⁾ - Breites Adaptersortiment bietet hohe Flexibilität für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 750 mL sowie Platten - Aerodynamisch gestaltete Rundbecher für bis zu 36 % Energieeinsparungen gegenüber Rotor A-4-81 - Gemischtes Beladen mit 2 Plattenbechern und 2 Rundbechern bietet mehr Flexibilität - Aerosoldichte QuickLock-Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich²⁾ - Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) 1) Bitte beachten Sie, dass bei älteren Zentrifugen ein Software-Upgrade erforderlich ist, wenn Sie diesen Rotor verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-Händler. 2) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2217
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106974000
EAN	4058072422547
Bruttogewicht	8.8
HSNummer	84219100
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	8.50000 kg
Volumen MAX	750 ml
Volumen MIN	0.2 ml
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.42000 m
Verpackungshöhe	0.24000 m
Verpackungstiefe	0.42000 m
Verpackungsvolumen	43000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5810/5810 R
zentrifugierbar bis	3214 g

