



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor A-4-81, für 500-mL- Rechteckbecher oder MTP/Flex-Becher

2.977,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor A-4-81, für 500-mL-Rechteckbecher oder MTP/Flex-Becher, inkl. 4 × 500 mL Rechteckbecher für: Centrifuge 5810/5810 R – Ausschwingrotor mit einer max. Geschwindigkeit von 3.220 × g (4.000 rpm) – Rotor A-4-81 fasst Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 500 mL sowie Platten – Aerosoldichte Kappen¹⁾ für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich – Gemischtes Beladen mit 2 Plattenbechern und 2 Rechteckbechern bietet mehr Flexibilität – Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) ¹⁾ Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien), getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2147
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	556918007
EAN	4058072421847
Bruttogewicht	8.5
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	7.65000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.30000 m
Verpackungshöhe	0.20000 m
Verpackungstiefe	0.30000 m
Verpackungsvolumen	18000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5810/5810 R
zentrifugierbar bis	3220 g

