



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor A-4-81-MTP/Flex, Ausschwingrotor, inkl. 4 MTP/Flex-Becher

2.977,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor A-4-81-MTP/Flex, Ausschwingrotor, inkl. 4 MTP/Flex-Becher für: Centrifuge 5810/5810 R - Ausschwingrotor mit einer max. Geschwindigkeit von $3.220 \times g$ (4.000 rpm) - Rotor A-4-81 fasst Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 500 mL sowie Platten - Aerosoldichte Kappen¹⁾ für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich - Gemischtes Beladen mit 2 Plattenbechern und 2 Rundbechern bietet mehr Flexibilität - Lebensdauer des Rotors: max. 100.000 Zyklen - Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar ¹⁾ Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2154
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	556925003
EAN	4058072421915
Bruttogewicht	8.6
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	7.74000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.32000 m
Verpackungshöhe	0.21000 m
Verpackungstiefe	0.32000 m
Verpackungsvolumen	22000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
Typ Rotor	Ausschwingrotor
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5810/5810 R
zentrifugierbar bis	2900 g

