




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor A-4-81, ohne Becher

1.469,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor A-4-81, ohne Becher für: Centrifuge 5810/5810 R - Ausschwingrotor mit einer max. Geschwindigkeit von 3.220 × g (4.000 rpm) - Rotor A-4-81 fasst Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 500 mL sowie Platten - Aerosoldichte Kappen¹) für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich - Gemischtes Beladen mit 2 Plattenbechern und 2 Rechteckbechern bietet mehr Flexibilität - Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) ¹) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien), getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2164
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106974301
EAN	4058072422011
Bruttogewicht	6.2
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	5.58000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.32000 m
Verpackungshöhe	0.13000 m
Verpackungstiefe	0.32000 m
Verpackungsvolumen	14000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5810/5810 R
zentrifugierbar bis	3220 g

