




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor S-4-72, inkl. 4 × 250-mL- Rundbechern

2.271,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor S-4-72, inkl. 4 × 250-mL-Rundbechern für: Centrifuge 5804/5804 R, Centrifuge 5810/5810 R – Ausschwingrotor mit mittlerer Kapazität und einer max. Geschwindigkeit von $3.234 \times g$ (4.200 rpm)¹⁾ – Zahlreiche Adapter für alle gängigen Gefäßformate von 0,2 mL bis 250 mL erhältlich – Aerodynamisch gestaltete Rundbecher für bis zu 48 % Energieeinsparungen gegenüber Rotor A-4-62 – Becher und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) ¹⁾ Bitte beachten Sie, dass bei älteren Zentrifugen ein Software-Upgrade erforderlich ist, wenn Sie diesen Rotor verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-Händler.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2091
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106974607
EAN	4058072421281
Bruttogewicht	5
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	4.50000 kg
Volumen MAX	250 ml
Volumen MIN	0.2 ml
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.30000 m
Verpackungshöhe	0.20000 m
Verpackungstiefe	0.30000 m
Verpackungsvolumen	18000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804/5804 R
zentrifugierbar bis	3234 g

