



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor S-4x1000 high-capacity buckets, inkl. High-Capacity Becher

4.097,45 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor S-4x1000 high-capacity buckets, inkl. High-Capacity Becher für: Centrifuge 5920 R - Ausschwingrotor mit besonders großer Kapazität und einer max. Geschwindigkeit von $3.153 \times g$ (3.700 rpm) - Becher fasst sowohl Platten als auch Gefäße - Becher und Adapter sind autoklavierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2278
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423117
Bruttogewicht	0.97
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.87500 kg
Volumen MAX	250 ml
Volumen MIN	0.2 ml
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5810/5810 R
zentrifugierbar bis	3153 g

