



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor S-4x1000 round buckets, aerosoldicht, inkl. 4 × 1.000-mL-Rundbechern

3.405,15 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor S-4x1000 round buckets, aerosoldicht, inkl. 4 × 1.000-mL-Rundbechern für: Centrifuge 5920 R – Ausschwingrotor mit mittlerer Kapazität und einer max. Geschwindigkeit von 3.428 × g (3.700 rpm) – Breites Adaptersortiment bietet hohe Flexibilität für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 1.000 mL sowie Platten – Gemischtes Beladen mit 2 Plattenbechern und 2 Rundbechern bietet mehr Flexibilität – Aerosoldichte QuickLock-Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich) – Becher und Adapter sind autoklavierbar 1) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien), getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2268
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423018
Bruttogewicht	8.8
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	7.92000 kg
Volumen MAX	1000 ml
Volumen MIN	0.2 ml
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5810/5810 R
zentrifugierbar bis	3428 g

