




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor S-4x400, inkl. 400-mL- Rundbecher

2.974,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor S-4x400, inkl. 400-mL-Rundbecher für: Centrifuge 5910 R, Centrifuge 5910 Ri - Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor mit mittlerer Kapazität und einer max. Geschwindigkeit von $5.263 \times g$ (5.100 rpm) - Breites Adaptersortiment bietet hohe Flexibilität für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 400 mL - Aerosoldichte QuickLock-Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich! - Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar 1) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2293
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423261
Bruttogewicht	7.65
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	7.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5910 R
zentrifugierbar bis	5212 g

