




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Rotor S-4x750, aerosoldicht, ohne Becher

**1.473,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Rotor S-4x750, aerosoldicht, ohne Becher – Ausschwingrotor mit mittlerer Kapazität und einer max. Geschwindigkeit von  $4.800 \times g$  (4.700 rpm) 1) – Breites Adaptersortiment bietet hohe Flexibilität für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 750 mL sowie Platten – Gemischtes Beladen mit 2 Plattenbechern und 2 Rundbechern bietet mehr Flexibilität – Aerosoldichte QuickLock-Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich<sup>2)</sup> – Becher und Adapter sind autoklavierbar 1) Für 100-V-Gerät, max. Geschwindigkeit  $4.031 \times g$  / 4.300 rpm 2) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-2280
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423131
Bruttogewicht	5.8
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.00000 kg
Volumen MAX	750 ml
Volumen MIN	0.2 ml
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5810/5810 R
zentrifugierbar bis	4800 g

